

SISTEMA PARA ANGIOGRAFIA COM CO2 – ANGIOSET (OPTIMED, GERMANY)

O uso da angiografia com CO2 é indicada (*) nos seguintes casos:

- Insuficiência renal
- Intolerância ao iodo
- Hipertireodismo
- Distúrbios patológicos
- Localização de hemorragias
- Redução do uso do contraste com iodo (e.g., em casos de insuficiência cardíaca ou intervenção cirúrgica complexa)

Composição do SISTEMA:

1. Cilindro de CO2 puro e de uso médico (99.5% vol ou maior) (**)
2. Válvula redutora de pressão (**)
3. Filtro estéril de membrana de politetrafluoreto
4. Linha de suprimento de gas, 1,5 m de comprimento com conexão com a válvula de pressão
5. Válvula especial Stop-cock com 90° de rotação para procedimento de carga e injeção.
6. Seringa de 100 ml (com ajuste de dosagem em intervalos de 20 ml)
7. Tubo de conexão ao paciente, com 1,5 m de comprimento.

Informamos que a Brazil Cor disponibiliza todo o SISTEMA juntamente com um técnico especializado e treinado pelo fabricante. Em horário previamente agendado o profissional da empresa estará presente com todos os componentes para realização do procedimento.

(*) conforme informação do fabricante

(**) equipamento de propriedade da Brazil Cor